

# ATP Complete® Hand Held Device

**RUHOF**  
Made in USA

**HANSOL**  
HANSOL MEDICAL  
CORPORATION, TISSUE BANK



## 병원 내 모든 기기의 세척 및 청결 상태 확인 가능

1. 세척 및 소독 후 ATP(Adenosine Triphosphate)의 잔류량을 측정하여 오염수치를 확인
2. 의료용으로 개발되어 극소량의 ATP까지 측정 가능
3. 사용이 매우 간단하며 가볍고 휴대성이 좋음
4. 측정 장소 설정 기능으로 장소 별 세척 DATA 기록 및 보관 가능

## Test Swab & Test InstruSponge

★ATP Complete와 함께 사용하는 시약



1. 세계 최초의 액상 시약으로 사용이 간편하고 정확한 측정 가능
2. 15초 만에 측정 결과 확인 가능
3. 손이 닿지 않는 내경 내부까지 오염도 측정 가능
4. 100EA/BOX