

Endozime AW Triple Plus with APA®

RUHOF
Made in USA

HANSOL
HANSOL MEDICAL
CORPORATION, TISSUE BANK

더욱 향상된 효소작용과 녹 억제 기능의 다중효소세척제



4L

★ MSDS에서 유해화학물질이 아닌 안전한 제품입니다.

★ 초음파/자동 세척기에도 사용 가능합니다.

1. Endozime은 Protease, Lipase, Amylase, Carbohydrase 등 복합 효소제가 함유되어 있어 모든 Bio-Burden을 제거합니다.
2. 물 1L에 Endozime 4ml 희석(250:1)의 고농축 제품으로 경제적입니다.
3. 2분간 침적으로 세척시간을 절감합니다.
4. USA 기관 Nelson Test Report에서 Bio-Burden 제거율 99.99%로 우수성이 입증 된 제품입니다.
5. FDA 등록/CE 인증 제품입니다.