

# Endozime® Instrusponge

RUHOF  
Made in USA

HANSOL  
HANSOL MEDICAL  
CORPORATION, TISSUE BANK



100EA/BOX

## 내시경 내경용 세척 브러쉬

★ Tip Sponge 부분에 Endozime이 스며들어 세척과정에서 Bio-Burden 제거에 용이합니다.

1. 내시경, 캐놀라 등 형태가 관으로 된 기구의 내경 세척을 위해 사용하는 관 세척용 브러쉬 입니다.
2. 부드러운 Sponge 형태로 내경 통로로 움직임이 부드러워 사용이 편리하고 기존 강모 브러쉬와 달리 기구손상 및 오물이 분산되지 않습니다.
3. 수술기구용 직경 : 1.0/1.5/1.75/3.0/5.0/7.0/10.0/12.0/14.0mm  
길이 : 60/90/120cm  
내시경용 직경 : 3.0/4.0/5.0mm  
길이 : 240cm

