

# Endozime<sup>®</sup> SLR Sponge

**RUHOF**  
Made in USA

**HANSOL**  
HANSOL MEDICAL  
CORPORATION, TISSUE BANK

## 내시경 외경용 세척 스펀지



25EA/BOX

★ 관 타입의 기구 세척 시 스펀지 가운데 홈을 이용하여 편리합니다.

1. 내시경, 캐놀라 등 형태가 관으로 된 기구의 외경 세척을 위해 사용하는 관 세척용 스펀지입니다.
2. 복합 효소제 Endozime SLR이 함유되어 있어 모든 Bio-Burden 제거가 가능하며 합성 지방질 및 바셀린, 실리콘 등 기름성 물질제거에 특히 용이합니다.
3. 비 이온성 세제가 함유되어 별도 세제 사용이 필요 없는 제품입니다.
4. 중성 PH 제품으로 기구에 손상을 주지 않습니다.