

# Endozime® SLR

**RUHOF**  
Made in USA

**HANSOL**  
HANSOL MEDICAL  
CORPORATION, TISSUE BANK

## 합성지질(Synthetic Lipid) 제거에 특화된 다중효소세척제



4L

- ★ MSDS에서 유해화학물질이 아닌 안전한 제품입니다.
- ★ 초음파/자동 세척기에도 사용 가능합니다.

1. Endozime SLR은 Protease, Lipase, Amylase, Carbohydrase 등 복합 효소제가 함유되어 있어 모든 Bio-Burden을 제거합니다.
2. 합성 지방질 및 바셀린, 실리콘 등 기름성 물질 제거에 탁월합니다.
3. 물 1L에 Endozime SLR 8-16ml 희석(62.5-125:1)의 고농축 제품으로 경제적입니다.
4. 2분간 침적으로 세척시간을 절감합니다.
5. FDA 등록/CE 인증 제품입니다.