


Prepzyme® Forever Wet (습윤제)

RUHOF
Made in USA

HANSOL
HANSOL MEDICAL
CORPORATION, TISSUE BANK



946ml

오염 된 기구에 Bio-Burden이 말라 붙는 것을 예방해 주는 강력한 습윤제

★ MSDS에서 유해화학물질이 아닌 안전한 제품입니다.

1. Prepzyme Forever Wet은 사용한 수술기구가 마르지 않도록 장시간 습기를 유지시켜 주므로 바로 세척이 어려운 수술 기구 보관에 적합
2. 복합 효소제가 함유되어 있어 모든 Bio-Burden을 제거합니다.
3. 타 제품들과 달리 사용 후 시간이 지나도 기구 표면에 달라 붙지 않으며 기다릴 필요 없이 사용 즉시 효과를 발휘
4. 압력 스프레이 방식이 아니므로 호흡기에 안전
5. FDA 등록/CE 인증 제품