

ScopeValet[®] Endo Brush

RUHOF
Made in USA

HANSOL
HANSOL MEDICAL
CORPORATION, TISSUE BANK

내시경 내경용 세척 브러쉬



50EA/BOX

★ 양쪽에 브러쉬가 부착되어 효과적으로 사용 할 수 있습니다.

1. 내시경, 캐놀라 등 형태가 관으로 된 기구의 내경 세척을 위해 사용하는 관 세척용 브러쉬 입니다.
2. 브러쉬 끝이 둥글게 처리되어 내시경 내경의 손상을 막아줍니다.
3. 브러쉬 직경 : 5mm (2-4mm 내경용)
길이 : 230cm