


# ScopeValet® Pull Thru

**RUHOF**  
Made in USA

**HANSOL**  
HANSOL MEDICAL  
CORPORATION, TISSUE BANK



50EA/BOX

## 내시경 내경용 세척 브러쉬

★ 세척 솔 부분이 와이퍼 스타일로 깨끗하게 닦아내어, 단 한번 사용으로도 오염물질을 95-100% 제거합니다.

1. 내시경, 캐놀라 등 형태가 관으로 된 기구의 내경 세척을 위해 사용하는 관 세척용 브러쉬 입니다.
2. 5중 와이퍼 스타일로 오염물질을 완벽히 제거할 뿐만 아니라 내경을 진공 상태로 만들어 세제가 원활하게 내경에 유입 될 수 있게 도와줍니다.
3. 수술기구용 직경 : 1.0-1.2mm, 1.4-2.6mm, 3.0-5.0mm,  
6.0-8.0mm, 9.0-12.0mm, 13.0-15.0mm

길이 : 60cm

내시경용 직경 : 1.4-2.6mm, 2.8-5.0mm

길이 : 220cm