


SURGISTAIN[®]

RUHOF 
Made in USA

HANSOL
HANSOL MEDICAL
CORPORATION, TISSUE BANK



4L

녹, 부식 제거제(RUST CORROSION REMOVER)

- ★ 스테인리스 기구에 손상을 입히지 않습니다.
- ★ 주기적인 침적 사용만으로도 최상의 녹 방지 효과를 보여줍니다.

1. 녹, 물때, 착색, 얼룩무늬, 부식을 효과적으로 제거합니다.
2. 뜨거운 물 1L에 Surgistain 약 140ml 희석(7:1)의 희석사용 제품으로 경제적입니다.
3. 10-15분 침적 후 솔로 부드럽게 닦습니다.